

sanabell TF18K fascia di fissaggio canula confort

sanabell TF18K Kanülenhalteband comfort

Trachealkanülenhalteband mit Klettverschluss.
Bandlänge gepolstert 18 cm, verstellbar von 22 bis 36 cm.

REF 77700933 PZN 09304167

sanabell TF18K tube holder comfort

Tracheal tube holder with Velcro fastener.

Strap length padded 18 cm, adjustable from 22 to 36 cm



Medizinprodukt
Medical Device



sanabell



4 050625 006693

riesgo de decanulación accidental.

personas con discapacidad intelectual para prevenir el riesgo de que se vigila debidamente a niños y

Note:

la cinta de canula con regularidad.

tradicional. Compruebe el apoyo seguro de la canula namínea. Si se requiere regularidad, utilice un dispositivo único. Su reutilización puede averiar su función.

Atenzione:

con los pasadores. ④

4. Ajustar la longitud individual a las cintas pediátricas de la placa de la canula en el otro lado. ⑤

3. Repetir el proceso en el otro lado. ⑥

2. Tirar de un lado del extremo a través de la abertura de la placa de la canula en la nuca del paciente.

1. Colocar la cinta de canula en la nuca del paciente.

Aplicación:

Cinta de canula tradicional con cierre de adhesivo para

● sanabell TF18K cinta de canula confort

1. Posar la fascia di fissaggio canula sul collo del paciente.

verso il foro della flangia della canula e fissarla sul naso. ①

2. Su un lato far passare l'estremità del velcro attrezzato.

verso il foro della flangia della canula e fissarla sul naso. ②

3. Repetere l'operazione sull'altro lato. ③

4. Regolare la lunghezza adeguata tirando i nastri. ④

5. Utilizzare observar le devor de survelliance à l'égard

des enfants et des personnes ayant un handicap mental afin d'éviter toute décanulation accidentelle.

6. Remarque:

Destinée exclusivement à l'usage unique. La réuti-

lisation de la bande de fixation de canule attacher

tradicional. Verifier périodiquement que la canule

est fonctionnelle.

attachée et bande de fixation de canule sont bien

fixation de canule à intervalles réguliers.

attaches de manière sûre. Remplacer la bande de

canule si nécessaire.

des canules sont bien attachées et bandes de fixation de canule sont bien

fixation de canule à intervalles réguliers.

des canules sont bien attachées et bandes de fixation de canule sont bien

fixation de canule à intervalles réguliers.

des canules sont bien attachées et bandes de fixation de canule sont bien


fixation de canule à intervalles réguliers.

des canules sont bien attachées et bandes de fixation de canule sont bien


fixation de canule à intervalles réguliers.

des canules sont bien attachées et bandes de fixation de canule sont bien


fixation de canule à intervalles réguliers.



1



2



3

D sanabelle TF18K Kanülenhalteband comfort

Trachealkanülenhalteband mit Klettverschluss zur sicheren Fixierung von Trachealkanülen. Bandlänge gepolstert 18 cm, verstellbar von 22 bis 36 cm.

Anwendung:

1. Das Kanülenhalteband in den Nacken des Patienten legen.
2. Auf einer Seite das Klettende durch die Öffnung am Kanülenschild ziehen und auf dem Flausch befestigen. ①
3. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. ②
4. Die individuelle Tragelänge mit den Schiebern an den kleinen Bändchen einstellen. ③

Achtung:

Nur zum Einmalgebrauch. Wiederverwendung kann die Funktion beeinträchtigen. Regelmäßig den sicheren Halt von Trachealkanüle und Kanülenhalteband überprüfen. Das Kanülenhalteband regelmäßig austauschen.

Hinweis:

Achten Sie auf die Einhaltung der Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Menschen mit geistiger Behinderung, um der Gefahr einer versehentlichen Dekanülierung vorzubeugen.

GB sanabelle TF18K tube holder comfort

Tracheal tube holder with Velcro fastener for secure fixing of tracheal cannulas. Strap length padded 18 cm, adjustable from 22 to 36 cm.

Use:

1. Lay the tube holder in the nape of the patient's neck.

2. Pull the Velcro end through the opening on the cannula flange on one side and fasten to the fleece. ①

3. Repeat the operation on the other side. ②

4. Adjust the individual wearing length using the slides on the small straps. ③

Important:

For single use only. Reuse may impair function. Check the secure hold of the tracheal cannula and the tube holder regularly. Frequently replace the tube holder.

Note:

It is recommended to assure the supervision of children and people with intellectual disabilities in order to prevent the risk of an accidental decannulation.

F sanabelle TF18K bande de fixation de canule confort

Band de fixation de canule trachéale à fermeture auto-agrippante de type velcro pour fixer des canules trachéales en toute sécurité. Longueur de la bande rembourrée 18 cm, réglable de 22 à 36 cm.

Utilisation:

1. Placer la bande de fixation de canule sur la nuque du patient.
2. Faire passer l'une des extrémités de la bande velcro à travers l'ouverture pratiquée dans la plaque de la canule et la fixer sur la bande auto-agrippante à boucles. ①
3. Répéter cette manipulation avec l'autre extrémité de la bande velcro. ②
4. Adapter la longueur de la bande à l'encolure de chaque porteur à l'aide des curseurs de réglage disposés sur les bandelettes. ③