

Attenzione:
Articolo monouso. Il utilizzo può compromettere il funzionamento. Verificare regolarmente la tenuta si-
cure della canula tracheale e della fascia di fissaggio.
Si raccomanda di attenersi all'obbligo di sorveglianza
prevendite il rischio di decannulazione accidentale.

Attenzione:
4. Regolare la lunghezza adeguata tirando i nastri. ⑤
3. Ripetere l'operazione sull'altro lato. ⑥
2. Spinare il gancio attaccato al foro della fangaglia
della canula su lunato. ⑦
1. Posare la fascia di fissaggio canula sul collo
del paziente.

Usos:
Lunghezza della fascia imbottita 25 cm, regolabile da 28 a 48 cm.
Fascia di fissaggio canula tracheale con chiusura a gancio per il fissaggio sicuro delle canule tracheali.
Fascia di fissaggio canula tracheale con chiusura a lunghezza della fascia imbottita 25 cm, regolabile da 28 a 48 cm.

1 sanabelle TF25H fascia di fissaggio canula confort

sanabelle TF25H Kanülenhalteband comfort
Trachealkanülenhalteband mit Hakenverschluss,
Bandlänge gepolstert 25 cm, verstellbar von 28 bis 48 cm.

REF 77700944 PZN 09304316

GB sanabelle TF25H tube holder comfort

Tracheal tube holder with hook fastener.
Strap length padded 25 cm, adjustable from 28 to 48 cm.



Medizinprodukt
Medical Device



medi1one medical gmbh | Steinbeisstr. 15 | 70736 Fellbach | Germany | www.medi1one.de

sanabelle



Nota:
Asegurarse de que se vigila debidamente a niños y
personas con discapacidad intelectual para prevenir el riesgo de decannulación accidental.

Uso único. Su reutilización puede averiar su función-
amiento. Compruebe el apoyo seguro de la canula
tracheal y la canula con regularidad.

Atención:

4. Ajustar la longitud individual a las canulas
de la paciente con los pasadores. ⑧

3. Repetir el proceso en el otro lado. ⑨

2. Pasar la canula en la abertura de la paciente.
1. Colocar la canula tracheal con el gancho para la

fijación segura de canulas tracheales. Longitud de la canula acolchada de 25 cm, ajustable de 28 a 48 cm.

Cinta de canula confort


E sanabelle TF25H

Remarque:
Veillez observer le devoir de surveillance à l'égard des patients et des personnes ayant un handicap mental
afin d'éviter toute décanulation accidentelle.
Évitez de manipuler l'attache de la canule à l'égard des fixations de canule à intervalles régulières.

Attention:
Destinée exclusivement à l'usage unique. La réuti-
lisation exclutivement de canule d'après
sa fonction. Verifier périodiquement que la canule
est fixée à la bande de fixation de canule d'après
la bande de fixation de canule soit bien
attachée et bandée de manière sûre. Remplacer la bande de
fixation de canule à intervalles régulières.




4 050625006754



1



2



3

D sanabelle TF25H

Kanülenhalteband comfort

Trachealkanülenhalteband mit Hakenverschluss zur sicheren Fixierung von Trachealkanülen.

Bandlänge gepolstert 25 cm, verstellbar von 28 bis 48 cm.

Anwendung:

1. Das Kanülenhalteband in den Nacken des Patienten legen.
2. Auf einer Seite den Haken durch die Öffnung am Kanülenschild führen. ①
3. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. ②
4. Die individuelle Tragelänge mit den Schiebern an den kleinen Bändchen einstellen. ③

Achtung:

Nur zum Einmalgebrauch. Wiederverwendung kann die Funktion beeinträchtigen. Regelmäßig den sicheren Halt von Trachealkanüle und Kanülenhalteband überprüfen. Das Kanülenhalteband regelmäßig austauschen.

Hinweis:

Achten Sie auf die Einhaltung der Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Menschen mit geistiger Behinderung, um der Gefahr einer versehentlichen Dekanülierung vorzubeugen.

GB sanabelle TF25H

tube holder comfort

Tracheal tube holder with hook fastener for secure fixing of tracheal cannulas.

Strap length padded 25 cm, adjustable from 28 to 48 cm.

Application:

1. Lay the tube holder in the nape of the patient's neck.
2. Pass the hook through the opening on the cannula shield on one side. ①
3. Repeat the operation on the other side. ②
4. Adjust the individual wearing length using the slides on the small straps. ③

Important:

For single use only. Reuse may impair function. Check the secure hold of the tracheal cannula and the tube holder regularly. Frequently replace the tube holder.

Note:

It is recommended to assure the supervision of children and people with intellectual disabilities in order to prevent the risk of an accidental decannulation.

F sanabelle TF25H

bande de fixation de canule confort

Band de fixation de canule trachéale à fermeture par crochets pour fixer des canules trachéales en toute sécurité.

Longueur de la bande rembourrée 25 cm, réglable de 28 à 48 cm.

Utilisation:

1. Placer la bande de fixation de canule sur la nuque du patient.
2. Insérer l'un des crochets à travers l'ouverture pratiquée dans la plaque de la canule. ①
3. Répéter cette manipulation avec le second crochet situé de l'autre côté. ②
4. Adapter la longueur de la bande à l'aide des curseurs de réglage disposés sur les bandelettes. ③