



sanabelle



## sanabelle Bettschutzeinlage

GB sanabelle bed protection pad


1 Stück/Piece

Art. Nr 77704001

PZN 10914215

- Hohe Saugfähigkeit ( $3.028 \text{ ml/m}^2$ )
- Atmungsaktiv
- Flüssigkeitsdicht
- Waschbar und kochfest
- Auch für Kinder und Kleinkinder geeignet

70 x 90 cm




Hilfsmittel-Nr.: 19.40.05.2080 | Pflegehilfsmittel-Nr.: 51.40.01.4124

### D Waschbare und atmungsaktive Bettschutzeinlage

Die sanabelle Bettschutzeinlage ist eine waschbare, wiederverwendbare Bettschutzeinlage, die aus fünf funktionellen Lagen besteht und zum Schutz von Matratzen vor Flüssigkeiten dient. Die beiden oberen Lagen schaffen eine weiche Oberfläche und leiten die Flüssigkeit ins Innere ab. Die darunterliegende saugende Lage führt dazu, dass die Oberfläche schnell trocknet und die folgende Membran unterstützt das Verdunsten und minimiert das Schwitzen. Zusammen mit dieser Membran ist die unterste Lage flüssigkeitsdicht und schützt Ihr Bett zuverlässig vor Nässe. Die miteinander verbundenen Lagen wirken einer Faltenbildung entgegen.

- Material: 100% Polyester, Polyurethan-Membran
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Häuslicher Pflege, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
- Schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex® Standard 100



Hersteller / Manufacturer:  
benevit van Clewe GmbH & Co. KG  
Loikumer Str. 18a | 46499 Dingden

Vertreiber / Distributor:  
medi1one medical gmbh  
Steinbeisstr. 15 | 70736 Fellbach  
[www.medi1one.de](http://www.medi1one.de)

2023-01, REV 01

### GB Washable and breathable bed protection pad

The sanabelle bed protection pad consists of five functional layers. The both upper layers provide the bed protection pad with a soft surface and transfer fluids to the underlying absorbent layer, so that the surface dries quickly. The following membrane supports evaporation and minimises sweating. Together with this membrane, the liquid-impermeable bottom layer reliably protects your bed from wetness. The interconnected layers counteract creasing.

- Material: 100% polyester, polyurethane membrane
- For home-care, hospitals and nursing homes
- Tested for harmful substances according to the Oeko-Tex® Standard 100



LOT



Made in Germany



## sanabelle Bettschutzeinlage

GB sanabelle bed protection pad

70 x 90 cm

Symbol	Titel des Symbols	Hinweise
Chargé, LOT	Batch code	Die sanabelle Bettschutzeinlage kann zu einer Vermeidung von Reinhaltungswerten führen.
Keep away from sunlight	Keep away from direct sunlight	Die sanabelle Bettschutzeinlage sollte eine zusätzliche Hartschutzbarriere aufgebaut werden.
Do not bleach	Mildly chemically cleaning using solvents	Die Produkthersteller sollte direkt durch die Hauigkeits und Autodestruktion nicht verwenden.
Wash them, normal process, maximum 95 °Celsius	Wash them, normal process, maximum 80 °Celsius	Die Produkthersteller sollte direkt durch die Hauigkeits und Autodestruktion nicht verwenden.
Liquid	Disposal	Senden Sie uns Ihre Anfrage bitte per E-Mail an: info[at]medi1one.de